ФГАУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Кафедра общей физики

Измерение удельного заряда электрона

Выполнил: Корепанов Г.М.

512 группа

Преподаватель: Данилин Валерий Алексеевич

Экспериментальная установка № 1




Рис. 1: Схема установки

Параметры установки

$$l=26,5~{
m cm}$$
 $SN=3000~{
m cm}^2$ $r_{
m out}=5~{
m Om}$

Магнитная фокусировка, теория

Электрон, влетающий в однородное магнитное поле, движется по ларморовской окружности (сила Лоренца перпендикулярна скорости и обеспечивает центростремительное ускорение), радиус которой зависит от модуля скорости, а частота — нет:

$$T = \frac{2\pi m}{eB} \tag{1}$$

Если запустить пучок электронов с разной поперечной скоростью, но одинаковой продольной (это как раз и обеспечивает подача переменного напряжения на отклоняющие пластины), то электроны, двигаясь по спиралям разного радиуса, на расстояниях $L=n\cdot T\mu_{||}$ будут собираться в пучки, поскольку каждый из них через время, равное периоду обращения по окружности, вернется на изначальную ось, а расстояния, которое электроны пройдут за время, равное этому периоду, будут совпадать в силу равенства начальных продоль-

ных скоростей $\nu_{||}$.

Продольную скорость можно выразить через ускоряющее напряжение ЭЛТ:

$$eV = \frac{m\nu^2}{2},$$

подставляя скорость в (??), получим выражение для удельного заряда электрона:

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 V}{l^2} \frac{n^2}{B^2},$$

то есть зависимость между B и n при постоянной длине ЭЛТ l является линейной.

Экспериментальная установка № 2




Рис. 2: Схема установки

Параметры установки

$$l=26.5~\mathrm{cm}$$
 $SN=3000~\mathrm{cm}^2$ $r_\mathrm{out}=5~\mathrm{Om}$

Метод магнетрона, теория

Электроны, вылетающие с катода двухэлектродной лампы, летят по радиусу (эл. поле радиально) к внешнему цилиндру — аноду. Включение внешнего магнитного поля искривляет траекторию — тем сильнее, чем больше величина магнитного поля. При некотором критическом значении поля электроны перестану достигать анода, возвращаясь по кривой к аноду.

Уравнение движения электронов в таком поле легко получить, записывая уравнение моментов в цилиндрических координатах:

$$F_{\varphi}^{\text{mar}} = e \nu_r B, \quad F_r^{\text{mar}} = -e \nu_{\varphi} B$$

$$F_r^{\text{эл}} = e E$$

Поскольку момент импульса в полярных координатах записывается как

$$L = mr^2 \dot{\varphi}$$

Отсюда с учетом начальных условий (электрон вылетает с очень тонкого катода с почти нулевой начальной скоростью) получим

$$r^2\dot{\varphi} = \frac{eBr^2}{2m}$$

Используя закон сохранения энергии, получим окончательный результат:

$$eV = \frac{m}{2} \left[\dot{r}^2 + \left(\frac{eBr}{2m} \right)^2 \right]$$

Уравнение для $B_{\rm kp}$ найдем, используя, что радиальная скорость электрона при достижении анода $(r=r_{\rm a})$ равна 0 $\dot{(r)}=0$):

$$\frac{e}{m} = \frac{8V_{\rm a}}{B_{\rm \tiny KP}^2 r_{\rm a}^2}$$

Эксперимент № 1

Откалибруем соленоид, измерив зависимость магнитного поля от тока, через него протекающего:




Рис. 3: Зависимость B = f(I)

Усредненное значение коэффициента пропорциональности между полем и током:

$$K = (4.19 \pm 0.15) \frac{\text{MT} \text{J}}{\text{A}}$$

Зная поле для произвольного тока, можем снять зависимость поля в соленоиде от порядка фокусировки: тока, через него протекающего:




Рис. 4: Зависимость B=f(n)

По наклону графика определяем удельный заряд электрона:

$$\frac{e}{m} = (1.71 \pm 0.07) \cdot 10^{11} \frac{\mathrm{K}_{\mathrm{J}}}{\mathrm{K}_{\mathrm{F}}}$$

Эксперимент № 2

Семейство кривых $\mathbf{I}_{\mathrm{a}}(\mathbf{B})$ для разных значений анодного напряжения V_{a} :




Рис. 5: Зависимость анодного тока от магнитного поля для $V_{\rm a}=60~{
m B}$




Рис. 6: Зависимость анодного тока от магнитного поля для $V_{\rm a}=85~{
m B}$




Рис. 7: Зависимость анодного тока от магнитного поля для $V_{\rm a}=100~{\rm B}$




Рис. 8: Зависимость анодного тока от магнитного поля для $V_{\rm a}=120~{
m B}$

Соберем полученные значения критических полей в одну таблицу:

$V_{\mathbf{a}}$	60	85	100	120
$B_{\mathbf{kp}}$	4,445	4,8825	5,187	5,6875

Таблица 1: Зависимость критического поля от анодного напряжения

По полученным значениям строим график $B^2_{\kappa p}(V_{\rm a})$:




Рис. 9: Зависимость квадрата критического значения поля от анодного напряжения

По наклону графика определяем удельный заряд электрона:

$$\frac{e}{m} = (1.82 \pm 0.17) \cdot 10^{11} \text{ K}\text{л/к}\text{г}$$